

# INSTALLATION ET UTILISATION D'EYESCHOOL

*Guide à l'attention du référent*



## Pré-requis Matériels :

### Configuration Matérielle minimale :

EyeSchool ne requiert pas une puissance de calcul et une capacité de stockage importantes au regard des performances affichées par les ordinateurs récents (moins de 5 ans).

Il fonctionne sous 32 et 64 bits.

### Equipement souhaitable du PC :

Nombre de ports USB : minimum 2 (pour connecter le scanner et la webcam), de préférence 3.

Lecteur DVD : utile pour l'installation des logiciels, mais il est aussi possible d'utiliser un lecteur externe.

Taille de l'écran : pas moins de 11 pouces.

Attention, pour les élèves déficients visuels, la taille de l'écran sera à définir individuellement.

Poids : il faut que le PC soit le plus léger possible.

Autonomie : il est nécessaire que le PC puisse fonctionner sur ses batteries durant 4 heures minimum (le scanner et la webcam puisent de l'énergie sur la batterie du PC).

### Configuration logicielle :

Afin d'installer l'ensemble des logiciels sur l'ordinateur portable, il est nécessaire d'avoir les droits administrateurs.

Système d'exploitation : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Suite bureautique : Word (version 2007 et suivantes), OpenOffice.